


日々の歯科衛生指導をサポートする 指導用ハブラシ

おすすめ ① 院内指導で 開封しやすい包装仕様



おすすめ ② パッケージから製品紹介ページにアクセスでき
指導後も 患者さんをサポートします



おすすめ ③ キャップ付きでTBI後
患者さんが 衛生的にお持ちかえりができます



おすすめ ④ 1箱100本入で
医院様希望価格 1本あたり78円(税別)



おすすめ ⑤ ハンドルカラーは各3色
(#226M,S / ピンク40本・ブルー30本・クリア30本)
(#388,488 / ピンク40本・ブルー30本・オレンジ30本)



ガム指導用ハブラシ

タイプ	植毛列・穴数	毛の長さ	毛の太さ	毛のかたさ	毛の材質	柄の材質	耐熱温度	販売単位	医院様希望価格
#226M	3列 22穴	10.5mm	0.2mm	ふつう	飽和ポリエステル樹脂	PET	60℃	100本	7,800円(税別)
#226S	3列 22穴	10.5mm	0.15mm	やわらかめ					
#388	3列 22穴	10.5mm	0.17mm	ふつう	飽和ポリエステル樹脂、 ナイロン	本体部:PET ラバー部:ポリエステル、 ポリエーテル	60℃	100本	7,800円(税別)
#488	4列 22穴	10.5mm	0.17mm	ふつう					

製品についてのご質問・ご不明な点は、下記へお問い合わせください。

サンスター株式会社

〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3番1号
TEL:072-682-4733
FAX:072-684-5669

©登録商標。GUMは登録商標です。2022年2月作成

SUNSTAR

医療機関向

歯周病菌とたたかう



指導用ハブラシ

ガム・デンタルブラシ

New



ガム・ウェルプラス
デンタルブラシ

極細毛先

ガム歯周プロケア
デンタルブラシ

先端3本毛



#388
3列コンパクト

#488
4列超コンパクト

キャップ
付き

医院様希望価格
1本あたり
78円(税別)

歯科医院取扱品
院内指導用

1箱
100本入

New

ガム・ウェルプラス デンタルブラシ

#226

こんな患者さんに **おすすめ**

歯肉炎～初期歯周炎の方

- * **歯頸部**や**歯間部**などの
狭い部位に**磨き残し**がある方

極細毛先が、届きにくい狭い隙間のプラークを除去。
歯肉炎および初期歯周炎の方におすすめです。

毛先の特長

超先細 >>>> **極細**

サテナイズド加工

※イメージ図

ザラザラに加工された毛先が、歯周プラークをしっかりとらえます。

ヘッドサイズ

#226
3列
コンパクト

超先細よりも毛先が細い極細加工で、
歯頸部や歯間部の狭い隙間に
より届きやすくなりました。

患者さんの状態に合わせて使い分けください

ガム歯周プロケア デンタルブラシ

#388

#488

こんな患者さんに **おすすめ**

初期～中等度歯周炎の方

- * **歯肉退縮**により根面が露出した方
- * **出血傾向**がある方
- * **ブラッシング圧**の強い方


先端3本毛が歯肉にやさしく当たるので、歯肉の炎症が
気になり始めた方、歯肉退縮が進んだ方におすすめです。

ヘッドサイズの**違い**

#388
3列
コンパクト

#488
4列
超コンパクト


定番サイズの3列コンパクトに加え、#488は縦に短く少し横長の
超コンパクトヘッドなので、歯列弓の小さな方、磨きづらい頬側面
や舌側面の清掃におすすめです。



極細と超先細 毛先加工の比較試験

毛先をより細くすることで、
歯間部プラーク除去率は**約1.2倍**、
歯肉溝への挿入性は**約2倍**にアップしました。

※試験方法:サンスター所有清掃性試験機で清掃性試験、挿入性試験を実施/
同一ハンドル・同一植毛配置の超先細(ふつう)と極細(ふつう)の比較/健康
者顎模型使用/解析歯:大白歯(歯肉溝相当部3mm程度)/ブラッシング
圧:200g、ストローク長:20mm、ブラッシング時間:2.5秒



#388を使用した臨床症例

Before

患者さんの**背景**

- ブラッシング圧が強い
- 頬側に顕著な歯肉退縮あり
- プラーク(歯垢)の付着は歯頸部と近遠心に多く認める
- 歯肉に軽度の炎症を認める

After

処方後

- WSD部分はまだ少しプラーク(歯垢)の残存を認めるものの、全体的にプラーク(歯垢)の付着が減少
- ハブラシはストロークを小さく、やさしくみがくことを意識されている