

スペック表

	商品名	毛のかたさ	販売単位	患者様希望価格 (税込価格/本)
	バトラー こどもハブラシ #90 (乳歯萌出期用1〜3歳)	ミディアム	1箱(12本入)	250円 (税込275円)
	バトラー こどもハブラシ #100 (乳歯列期用3〜6歳)	ミディアム	1箱(12本入)	250円 (税込275円)
	バトラー こどもハブラシ #111 (混合歯列期用6〜12歳)	ミディアム	1箱(12本入)	250円 (税込275円)
	バトラー こどもハブラシ #77 (仕上げみがき用0〜6歳)	ミディアム	1箱(12本入)	250円 (税込275円)

	商品名	毛のかたさ	販売単位	患者様希望価格 (税込価格/本)
	バトラー ハブラシ #025NEO (M)	ミディアム	1箱(12本入)	300円 (税込330円)
	バトラー ハブラシ #025NEO (S)	ソフト	1箱(12本入)	300円 (税込330円)

	商品名	容量	販売単位	患者様希望価格 (税込価格/本)
	バトラー デンタルケアペースト こども (ストロベリータイプ)	70g	1パック (12本入)	250円 (税込275円)
	バトラー デンタルケアペースト こども (グレープタイプ)	70g	1パック (12本入)	250円 (税込275円)
	バトラー デンタルケアペースト	70g	1パック (10本入)	500円 (税込550円)

商品についてのご質問・ご不明な点は、下記へお問い合わせください。

サンスター株式会社

〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3番1号
TEL:072-682-4733 FAX:072-684-5669

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2022 www.miffy.com
2022.01

SUNSTAR

医療機関向



Dental Information Book Children's Dental Health

こども編



歯列 状態	乳歯列期						混合歯列期				永久歯列完成期	
年齢 (歳)	～1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	～	
適 応 商 品	 バトラー こどもハブラシ #90						 バトラー こどもハブラシ #100				 バトラー こどもハブラシ #111	
	 バトラー こどもハブラシ #77						 バトラー ハブラシ #025NEO					
	 バトラー デンタルケアペスト こども						 バトラー デンタルケアペスト					



バトラー
こども
ハブラシ

こどもの成育に合わせたハブラシ設計

ポイント 1

こども用 #90, #100, #111

はじめてのブラッシング指導に適した基本設計

こどもにも使いやすい

小さめヘッド + 握りやすい太めのハンドル を採用

ポイント 2

こども用 #90, #100, #111

細かい溝のプラーク(歯垢)を落とすテーパード加工

歯面の細かい溝や、隣接面、歯頸部のプラーク(歯垢)をより丁寧にみがくには毛先が細くてより深いところをみがけるテーパード加工がおすすめです

乳歯の深い裂溝に届きやすい

ポイント 3

こども用 #90, #100, #111

保管・携帯に便利なハブラシキャップ付き

幼稚園や保育所、小学校で使用するときにハブラシキャップが付いているので保管や携帯に便利です

ポイント 4

仕上げみがき用 #77

幼少期に重要な仕上げみがき

1歯ずつ丁寧にみがけるヘッド形状です

小さな歯面や裂溝が深い乳臼歯では小さいヘッドの仕上げブラシでストロークはできるだけ細かく、裂溝には毛先をしっかりと当ててみがくようにしましょう






こどもにおなじみのミッフィーで楽しくブラッシングできます






バトラー こどもハブラシ #90 (乳歯萌出期用1～3歳)

植毛数: 3列17タフト/毛丈: 7mm/毛の太さ: 0.18mm/毛先: テーパード加工/ヘッド部: 幅 (最大部) 9mm, 厚さ (最大部) 4.5mm/全長: 130mm

バトラー こどもハブラシ #100 (乳歯列期用3～6歳)

植毛数: 3列17タフト/毛丈: 7mm/毛の太さ: 0.18mm/毛先: テーパード加工/ヘッド部: 幅 (最大部) 9mm, 厚さ (最大部) 4mm/全長: 140mm

バトラー こどもハブラシ #111 (混合歯列期用6～12歳)

植毛数: 3列20タフト/毛丈: 7mm/毛の太さ: 0.18mm/毛先: テーパード加工/ヘッド部: 幅 (最大部) 9mm, 厚さ (最大部) 4mm/全長: 154mm

バトラー こどもハブラシ #77 (仕上げみがき用0～6歳)

植毛数: 3列17タフト/毛丈: 6mm/毛の太さ: 0.15mm/毛先: 先丸加工/ヘッド部: 幅 (最大部) 9mm, 厚さ (最大部) 4.5mm/全長: 150mm



バトラー
デンタルケア
ペスト
こども

こどものためのう蝕予防ハミガキ

みんな大好きグレープタイプ

人気のストロベリータイプ

フッ素 500ppm

低研磨

低発泡

70g

Butler provides the professional and optimal oral care solution for various kinds of mouth conditions.

ムシ歯予防ハミガキ

- フッ素が再石灰化を促進し、こどもの歯のう蝕を予防
- 還元パラチノース(助剤)配合
- 乳歯列期から混合歯列期までのこどもに おすすめ!

医薬部外品

販売名: バトラーこどもペーストKA



バトラー
ハブラシ
#025NEO

口腔内の隅々まで届く

※1 業界最薄2.5mmの超薄型ヘッド!

● 長く、握りやすい六角形のハンドル!

● スリムロングネックで臼歯部までスムーズ!

※2 抗菌コート毛採用で、使用後の菌の繁殖を抑え清潔に保つ

※1 歯科医院で販売するハブラシ内で最薄 (2021年8月サンスター調べ)

※2 抗菌部位: 毛

抗菌剤: クロロヘキシジン



バトラー
デンタルケア
ペスト

フッ素 1,450ppm

GK₂ LS 低研磨

70g

Butler provides the professional and optimal oral care solution for various kinds of mouth conditions.

ムシ歯予防ハミガキ

- 高濃度フッ素で永久歯のう蝕を予防!
- 低研磨性により長時間しっかりみがける

GK₂: グリチルリチン酸ジカリウム, LS: ラウロイルサルコシン塩

※高濃度フッ素配合のため、6歳未満のお子さまへの使用はお控えください

医薬部外品 販売名: バトラー薬用ハミガキD

：抗炎症剤 緑：殺菌剤